#### Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

#### Лабораторная работа № 4.7.2

по курсу общей физики на тему: «Эффект Поккельса»

> Работу выполнил: Баринов Леонид (группа Б02-827)

#### 1 Аннотация

В работе будет исследована интерференция рассеянного света, прошедшего кристалл. Проведено наблюдение изменения характера поляризации света при наложении на кристалл электрического поля.

## 2 Теоретические сведения

Эффектом Поккельса называется изменение показателя преломления света в кристалле под действием электрического поля, причем это изменение пропорционально напряженности электрического поля. Вследствие эффекта Поккельса в кристалле либо появляется двойное лучепреломление, либо меняется его величина, либо, как в данной работе, одноосный кристалл становится двуосным.

Рассмотрим сначала кристалл в отсутствие внешнего электрического поля. Кристалл ниобата лития является одноосным кристаллом, то есть кристаллом, оптические свойства которого обладают симметрией вращения относительно некоторого одного направления, называемого оптической осью z кристалла. Для световой волны, вектор электрического поля  $\overrightarrow{E}$  которой перпендикулярен оси z, показатель преломления равен  $n_o = \sqrt{\varepsilon_\perp}$ , а для волны, вектор  $\overrightarrow{E}$  которой располагается вдоль оси z, он равен  $n_e = \sqrt{\varepsilon_\parallel}$ , причем  $n_e < n_o$ , т.е. LiNbO<sub>3</sub> - «отрицательный кристалл».




Рис. 1. Схема для наблюдения интерференционной картины

В общем случае, когда луч света распространяется под углом  $\theta$  к оптической оси z (рис.

Для m-го темного кольца  $\Delta \varphi = 2\pi m$  или  $\Delta \varphi = 2\pi/\lambda \cdot l(n_o - n_e)\theta^2 = 2\pi m$ . Если L — расстояние от центра кристалла до экрана, то, учитывая закон преломления на границе кристалла, при малых углах  $\theta_{\text{внешн}} = n_o \theta$  (рис.

Измеряя радиусы колец, можно найти разность  $(n_o - n_e)$  — двулучепреломление кристалла. Свойства симметрии кристалла и его электрооптический тензор таковы, что в результате линейного электрооптического эффекта в плоскости (xy) возникают два главных направления  $\xi$  и  $\eta$  под углами  $45^\circ$  к осям x и y (рис.

Интенсивность света пропорциональна квадрату модуля вектора электрического поля в




Рис. 2. Эффект Поккельса — появление новых главных направлений при наложении электрического по-

ЛЯ

2 Оборудование

волне:

$$I_{\scriptscriptstyle BbIX} \sim EE^* = E_0^2 \sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right),$$

поэтому

$$I_{\text{\tiny BMX}} = I_0 \sin^2 \left(\frac{\Delta \varphi}{2}\right) = I_0 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}}\right) \tag{1}$$

Здесь

$$U_{\lambda/2} = \frac{\lambda}{4A} \frac{d}{l} \tag{2}$$

— так называемое полуволновое напряжение — имеет тот смысл, что при  $U=U_{\lambda/2}$  сдвиг фаз между двумя волнами, соответствующими двум собственным поляризациям,  $\Delta \varphi = \pi$  (разность хода равна  $\lambda/2$ ), и интенсивность света на выходе анализатора, как следует из (, достигаем максимума.

При параллельных поляризациях лазера и анализатора

$$I_{\text{\tiny BLIX}} = I_0 \cos^2 \left( \frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}} \right) \tag{3}$$

Напряжение  $U_{\lambda/2}$  называют также управляющим напряжением. Оно уменьшается, как видно из (, с уменьшением длины волны света  $\lambda$  и с увеличением отношения  $\lambda/d$  кристалла. Характерная величина полуволнового напряжения в ниобате лития для видимого света составляет несколько сотен вольт.

## 3 Оборудование

**В работе используются:** гелий-неоновый лазер, поляризатор, кристалл ниобата лития, матовая пластинка, экран, источник высоковольтного переменного и постоянного напряжения, фотодиод, осциллограф, линейка.




Рис. 3. Схема для изучения двойного лучепреломления в электрическом поле

Оптическая часть установки представлена на рис. Заменив экран фотодиодом (рис.

## 4 Результаты измерений и обработка результатов

Длина волны гелий-неонового лазера

$$\lambda = 0,63$$
 MKM

Показатель преломления  $n_o$ :

$$n_0 = 2,29$$

Размеры кристалла:

$$3 \times 3 \times 26 \text{ mm} \Rightarrow l = 26 \text{ mm}$$


Uзмерим радиусы темных колец r(m) и расстояние L от середины кристалла до экрана.

	m	1	2	3	4	5	6	7
L = 915  mm	r, MM	33	47	58	65	74	88	93
L = 910  MM	r, MM	30	43	55	65	72	88	
L = 460  mm	r, MM	17	25	30	36	40	44	46
L = 400 MM	r, MM	16	24	30	35	38	42	46

**Таблица 1.** Радиусы темных колец r(m) и расстояние L от середины кристалла до экрана

Погрешности измерений равны:  $\sigma_L = 10$  мм,  $\sigma_r = 5$  мм. Основной вклад в погрешность вносит систематическая погрешность измерения линейкой.

Построим график  $r^2 = f(m)$ .



**Рис. 4.** График зависимости квадрата радиуса колец  $r^2$  от номера темных полос m

Аппроксимация прямой графика на рис.

Для скрещенных поляризаций при напряжениях  $U=(2k-1)U_{\lambda/2}$  наблюдается максимум интенсивности, при  $U=2kU_{\lambda/2}$  — минимум, здесь k — натуральное число. Для параллельных поляризаций ситуация противоположная.

	Скрещенные	Параллельные		
	поляризации	поляризации		
$U_{\lambda/2}, \ \mathrm{B}$	390	390		
$U_{\lambda}$ , B	900	870		
$U_{3\lambda/2}, B$	1440	1470		

**Таблица 2.** Напряжения соответствующие последовательным экстремума интенсивности для различных поляризаций

Усредняя, получим:

$$U_{\lambda/2} = 439 \pm 39 \ B$$

Установим вместо экрана фотодиод (рис.

Постепенно повышая напряжение на кристалле, наблюдаем на экране осциллографа фигуры Лиссажу, соответствующие зависимости  $I_{\text{вых}}(U)$  для скрещенных поляризаций лазера и анализатора.

Слегка поворачивая кристалл, сделаем фигуры Лиссажу симметричными. Определим по фигурам Лиссажу полуволновое напряжение  $U_{\lambda/2}$  как  $\Delta U$ , соответствующее переходу от максимума к минимуму сигнала на осциллограмме:

$U_{\lambda/2}, \ \mathrm{B}$	$U_{\lambda}$ , B	$U_{3\lambda/2}, \ \mathrm{B}$		
420	870	1380		

**Таблица 3.** Напряжение, соответствующее переходу от максимума к минимуму сигнала на осциллограмме

Определим полуволновое напряжение:

$$U_{\lambda/2}^* = 438 \pm 17 \ B$$

## 5 Обсуждение результатов и выводы

В работе изучена интерференция рассеянного света, прошедшего кристалл ниобата лития: получена зависимость квадрата радиуса темного кольца интерференционной картины от номера минимума  $r_m^2(m)$ , с хорошей точностью являющаяся линейной (рис.

Рассмотрен эффект Поккельса: несколькими способами определено полуволновое напряжение, оно совпадает в пределах погрешности и равно

$$U_{\lambda/2} = 439 \pm 39 \ B$$
  
 $U_{\lambda/2}^* = 438 \pm 17 \ B$  (4)

Получены фигуры Лиссажу, отражающие зависимость интенсивности выходного сигнала от подаваемой амплитуды напряжения I(U) при скрещенных и параллельных поляризациях. Картинки для поляризаций отличаются по фазе на  $\pi/2$ .